



Галарт
Диагностикум

ООО НПФ «Галарт-диагностикум»
119121, Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 3/1
Тел.: (495)988-61-68, 508-29-16
Эл. почта: lab@galartdiag.ru | www.galartdiag.ru

GenStab DNA Stabilizer

Готовый раствор стабилизатора является оптимизированной смесью экстремо-, осмолитов и других совместимых компонентов, предназначенных для стабилизации ДНК. Для усиления стабилизирующего эффекта для длительного хранения (10 лет и выше), препараты ДНК могут быть высушены на вакуумном коцентраторе или лиофильной сушилке. Объемное соотношение смеси стабилизатора с раствором ДНК 1:1.

Объем упаковки -10 (20,50) мл. Хранение- при 15-25 С.